

ROAM™ OA

Optimal anvendelse

Ideel til en bred vifte af patienter, der ønsker at øge deres aktivitetsniveau og som nyder en aktiv livsstil. ROAM er let at anvende og giver en høj grad af komfort, og kan benyttes både ved konservativ behandling eller som forberedelse til kirurgi. Konsekvent brug af en OA skinne har vist sig at bidrage til generel daglig funktion. ROAM OA lindrer smerter og forbedrer mobilitet, hvilket kan føre til øget aktivitet og en højere livskvalitet. Indikationer: Til patienter med symptomer, fysiske fund eller røntgenbilleder, der påviser moderat til svær etkammers artrose i knæet, efter operation ved meniskskade eller varus/valgus-tilstande, der kan drage fordel af etkammers aflastning.

Fordele og egenskaber

- Letvægts og åndbart design, der diskret kan bæres under tøj.
- Reducerer belastningen på knæet og giver dynamisk smertelindring.
- Det dynamiske og unikke SmartPad stropsystem forhindrer irritation i poplitealområdet og giver støttende proprioception på knæets modsatte side.
- Fleksible manchetter omslutter og støtter lår og læg på en behagelig måde.
- 2X Cool Technology-fibre giver en vedvarende kølig fornemmelse på benet.
- OTS-modellens bøjelige skinne muliggør en bedre tilpasning til patientens anatomi.
- Kan håndvaskes.
- Bygger på DonJoy's tradition for kvalitet, innovation og klinisk dokumenterede smertelindring.
- ROAM OA er nem at anvende; den kan tages af og på, og justeres på et øjeblik.
- Skinnens længde kan nemt justeres efter patientens benlængde.
- Unikt designet skinne med to monteringsmuligheder; enten venstre lateral og højre medial eller omvendt.

Bestillingsinformationer



ROAM™ OA		
Størrelse	Lår	Læg
XS/S	33–47 cm	25,4–35,5 cm
M/L	47–59,7 cm	35,5–45,7 cm
XL/2XL/3XL	59,7–81,3 cm	45,7–61 cm

Varenummer	Beskrivelse	Størrelse
11-1725-1-06000	Venstre medial/Højre lateral	XS/S
11-1725-3-06000	Venstre medial/Højre lateral	M/L
11-1725-5-06000	Venstre medial/Højre lateral	XL/2XL/3XL
11-1726-1-06000	Højre medial/Venstre lateral	XS/S
11-1726-3-06000	Højre medial/Venstre lateral	M/L
11-1726-5-06000	Højre medial/Venstre lateral	XL/2XL/3XL