



## Fusiogel®

### Optimal anvendelse

Med ankelskinnen Fusiogel® fra DonJoy® kan patienter opnå komfortabel og behageligt kompression til anklerne. Da skinnens aftagelige gelpolstring kan fryses, kan den foruden at give kompression også medvirke til kuldebehandling og bidrage til reduktion af hævelser i helingens akutte fase.

### Indikationer:

Fusiogel® er designet til at støtte anklen ved let til moderat ankel-forstrækning/-forstuvning og er en hjælp ved kronisk ankelinstabilitet (CAI).

- Akutte laterale ligamentskader af 1. og 2. grad
- Konservativ behandling af ligamentskader
- Initial behandling af kronisk ankelinstabilitet
- Forebyggelse af gentagne skader
- Brug af kuldepuden vil give midlertidig reduktion af hævelse og smerter efter skade

### Fordele og egenskaber

- Genanvendelige gelpolstringer til kuldebehandling: medvirker til reduktion af hævelser
- Komfortable skum- og gelpolstringer: medvirker til at minimere tryk på malleoli og kan benyttes både med eller uden nedkøling i fryseren
- Halvstive skaller: medvirker til at minimere ankelrotation
- Anatomisk skaldesign: konturerer malleoli for komfortabel kompression
- Justerbar hælrem: for nem tilpasning
- Letvægt, flad profil, passer til venstre eller højre ankel, ikke fremstillet med naturgummitatex, vaskbar og hurtigtørrende

### Bestillingsinformationer



| Fusiogel   |           |              |             |
|------------|-----------|--------------|-------------|
| Varenummer | Størrelse | Patienthøjde | Skinnehøjde |
| 82-0053-1  | S         | ≤ 1,5 m      | 17 cm       |
| 82-0053-2  | M         | 1,5–1,65 m   | 23 cm       |
| 82-0053-3  | L         | > 1,65 m     | 25,5 cm     |