

enovis™

DONJOY®

**UN NOUVEAU CHAPITRE
S'OUVRE GRÂCE**

ROAM™ OA



DONJOY®

Un nouveau chapitre s'ouvre grâce

ROAM™ OA

**LA TOUTE DERNIÈRE INNOVATION DE
DONJOY®, EN MATIÈRE D'ORTHESES
DEDÉCHARGE**

Aidez les patients à dire adieu à la douleur au genou et bonjour à ROAM OA™. Qu'il s'agisse d'aller chercher leurs petits-enfants ou de prendre le départ au practice, la décharge et le soutien articulaires légers et discrets n'ont jamais été aussi agréables - ni aussi faciles à prescrire. ROAM aide à améliorer la mobilité et soulage en déchargeant le compartiment atteint d'arthrose modérée à sévère ou d'autres douleurs du genou.

CONFORTABLE, FACILE A UTILISER ET EFFICACE

Idéal pour un grand nombre de patients qui souhaitent augmenter leur activité et qui apprécient un mode de vie actif. Pour les soins conservateurs ou en préparation d'une intervention chirurgicale, ROAM™ est facile à utiliser et offre un haut niveau de confort. Il a été démontré que l'utilisation constante d'une orthèse de décharge contribue au maintien des activités du quotidien, à la réduction de la douleur et à l'amélioration de la mobilité, ce qui peut même conduire à une augmentation de l'activité et à une meilleure qualité de vie.

UTILISATION PRÉVUE / INDICATIONS

Pour les patients présentant des symptômes, des signes physiques ou radiographiques d'arthrose unicompartimentale modérée à sévère du genou, des déchirures méniscales post-opératoires uniquement lorsque la mise en décharge unicompartimentale est indiquée, ou des affections du genou en varus-valgus pouvant bénéficier d'une mise en décharge unicompartimentale.




CONFORTABLE, EFFICACE ET ÉLÉGANT

- Profil ultra bas, léger, se glisse sous les vêtements - le style tout noir est moderne, discret et respirant.
- Décharge le poids du genou pour soulager la douleur de manière dynamique.
- Le cerclage dynamique et le harnais condylien unique évitent complètement la peau sensible dans l'espace poplité, tout en assurant une proprioception confortable du côté opposé du genou.
- Les manchettes souples enveloppent et soutiennent confortablement la cuisse et le mollet.
- Conçu pour une large gamme de types de corps et de besoins des patients
- Doublure souple en silicone pour une sensation agréable sur la peau ; empêche le glissement - Les fibres de la technologie 2x Cool laissent une sensation de fraîcheur durable
- Les montants pliables de la version OTS permettent de mieux s'adapter à l'anatomie du patient.

CHAQUE SUPPORT PERMET DEUX OPTIONS DE MONTAGE

Une orthèse de conception unique qui peut être adaptée à la fois pour le latéral gauche latéral gauche et médial droit, ou vice versa pour le latéral droit et le médial gauche. Il en résulte une réduction drastique du nombre d'unités de conditionnement. Moins, c'est vraiment plus.





**AXÉ SUR LE PATIENT ; PRESCRIRE POUR L'UTILISATION
ET LA SATISFACTION**

- Les sangles sont réglées et oubliées par un monteur qualifié.
- Deux points de connexion faciles ; un "clic" audible des boucles magnétiques sécurisées donne aux patients (y compris ceux qui ont des problèmes de vue ou de dextérité) confiance et assurance. dextérité) la confiance et l'assurance
- Les patients peuvent choisir le soutien et le soulagement de la douleur à la demande ; le système BOA® Fit facilite et clarifie les choses grâce à un indicateur visuel.




**SYSTEME DE
DECHARGE
DYNAMIQUE**

QUALITÉ ET DURABILITÉ


- Lavable à la main après les sorties quotidiennes et les aventures actives
- Soutenu par l'héritage DonJoy® de qualité, d'innovation et de soulagement de la douleur cliniquement prouvé.
- Compliance-ROAM est facile à porter ; on le met, on l'enlève et on l'ajuste en quelques secondes.
- Conçu pour l'efficacité, la facilité et une empreinte environnementale réduite, l'ajustabilité signifie qu'il suffit de quelques tailles de base pour s'adapter et se personnaliser à la plupart des situations. Quelques tailles de base suffisent pour s'adapter à la plupart des formes et des tailles.
- Seules 6 unités de stock sont nécessaires pour couvrir la même gamme que celle qui nécessite traditionnellement plus de 50 unités de stock.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES




CLIPS FACILES À POSITIONNER:

Ces clips magnétiques brevetés permettent de connecter les sangles en toute simplicité. Il suffit de tenir l'extrémité près du point d'attache et de "cliquer", c'est fait.




TECHNOLOGIE "JE METS ET J'OUBLIE":

Vous pouvez mettre et enlever votre orthèse sans modifier les réglages effectués par votre médecin.




SYSTEME BOA®* POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT:

Augmentez ou diminuez le serrage pour régler précisément le niveau de correction de l'orthèse.



ARTICULATION À PROFIL MINCE:

La conception de l'articulation fine permet de porter discrètement l'orthèse sous des vêtements décontractés.



TECHNOLOGIE ANTI-MIGRATION:

Le silicone aide à maintenir l'orthèse en place pour un confort constant tout au long de la journée.




SANGLES DE CONFORT, UN BREVET EN COURS DE DEPOT:

Le positionnement des sangles de maintien est conçu pour libérer l'arrière du genou et ne pas frotter au niveau du creux poplité.

INFORMATIONS DE COMMANDE

NUMÉRO DU PRODUIT		CIRCONFÉRENCE CUISSE	CENTRE DE LA ROTULE	CIRCONFÉRENCE MOLLET	TAILLE
DROIT MÉDIAL/ GAUCHE LATÉRAL	GAUCHE MÉDIAL/ DROIT LATÉRAL				
11-1726-1-06000	11-1725-1-06000	33 - 47 cm	30.5 - 35.5 cm	25.5 - 35.5 cm	XS/S
11-1726-3-06000	11-1725-3-06000	47 - 59.5 cm	35.5 - 43.2 cm	35.5 - 45.5 cm	M/L
11-1726-5-06000	11-1725-5-06000	59.5 - 81 cm	43.2 - 58.4 cm	45.5 - 61 cm	XL/XXL/XXXL

REFERENCE DESCRIPTION	DESCRIPTION
11-R7222-0-00000	Cuisse courte, mollet court, médial droit/latéral gauche
11-R7223-0-00000	Cuisse courte, mollet court, médial gauche/latéral droit
11-R7242-0-00000	Cuisse courte, mollet standard, médial droit/latéral gauche
11-R7243-0-00000	Cuisse courte, mollet standard, médial gauche/latéral droit
11-R7422-0-00000	Cuisse standard, mollet court, médial droit/latéral gauche
11-R7423-0-00000	Cuisse standard, mollet court, médial gauche/latéral droit
11-R7442-0-00000	Cuisse standard, mollet standard, médial droit/latéral gauche
11-R7443-0-00000	Cuisse standard, mollet standard, médial gauche/latéral droit



Scan code for a complete list of accessories and educational resources.



DONJOY[®]

enovis[™]

Creating Better Together[™]

enovis.fr

DJO France SAS, Centre Européen de Frêt, 3 rue de Bethar, 64990 Mouguerre

Dispositifs médicaux de classe I qui portent, au titre de la réglementation, le marquage CE.
Lire attentivement les notices avant utilisation. Demander conseil à un professionnel de santé. Fabricant: DJO LLC.

MKGBS799 - Rev A - 04/202

Copyright © 2024 DJO, LLC, une filiale d'Enovis