

DONJOY®

GenuForce®

RODILLERA DE TEJIDO ELÁSTICO CON
REFUERZO ROTULIANO DE SILICONA

enovis™



GenuForce®

Rodillera de tejido elástico con refuerzo rotuliano

El Rodete de silicona contorneada de GenuForce® ayuda a proteger y sostener la rótula, mientras que sus articulaciones bilaterales flexibles ayudan a proporcionar alivio y estabilización para la articulación de la rodilla.

USO PREVISTO/INDICACIONES:

- Soporte y compresión después de lesiones agudas y crónicas de rodilla, lesión y artrosis leve de rodilla
- Estimulación propioceptiva y neuromuscular a través de la compresión
- Dolor patelofemoral (dolor de rodilla)
- Inestabilidad leve de la rodilla
- Prevención de lesiones



RODILLERA DE FORMA ANATÓMICA

- Favorece la estabilidad de la rótula, proporciona efecto masaje y mejora la propiocepción




ARTICULACIONES POLICÉNTRICAS BILATERALES EXTRAÍBLES

- En combinación con el sistema de cinchas, proporcionan una estabilidad pasiva adicional para la rodilla



INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | F CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO | Ø TAMAÑO DEL CIRCUNFERENCIA DE LA PANTORRILLA | TALLA | | |
|-----------------------|------------|----------------------------|---|------------|------------|----------|
| | 82-1750-1 | 37 - 40 cm | 14½ - 15¾" | 25 - 28 cm | 9¾ - 11" | 1 = XS |
| | 82-1750-2 | 40 - 43 cm | 15¾ - 17" | 28 - 31 cm | 11 - 11¾" | 2 = S |
| | 82-1750-3 | 43 - 46 cm | 17 - 18" | 31 - 34 cm | 11¾ - 13½" | 3 = M |
| GenuForce® | 82-1750-4 | 46 - 49 cm | 18 - 19¼" | 34 - 37 cm | 13½ - 14½" | 4 = L |
| | 82-1750-5 | 49 - 52 cm | 19¼ - 20½" | 37 - 40 cm | 14½ - 15¾" | 5 = XL |
| | 82-1750-6 | 52 - 55 cm | 20½ - 21¾" | 40 - 43 cm | 15¾ - 17" | 6 = XXL |
| | 82-1750-7 | 55 - 58 cm | 21¾ - 22¾" | 43 - 46 cm | 17 - 18" | 7 = XXXL |
| | 82-1751-5 | 52 - 55 cm | 20½ - 21¾" | 37 - 40 cm | 14½ - 15¾" | 5+ |
| GenuForce® Más | 82-1751-6 | 55 - 58 cm | 21¾ - 22¾" | 40 - 43 cm | 15¾ - 17" | 6+ |
| | 82-1751-7 | 58 - 62 cm | 22¾ - 24½" | 43 - 46 cm | 17 - 18" | 7+ |
| | 82-1751-8 | 62 - 65 cm | 24½ - 25½" | 46 - 49 cm | 18 - 19¼" | 8+ |



F CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO
Medida tomada 15cm por encima de la rótula media

D AREA DE LA PANTORRILLA
Medida tomada 5cm debajo de la mitad de la rótula

enovis™
Creating Better Together™

enovis.es

Carretera de Esplugues, 225 2ºB | 08940 Cornellà de Llobregat | Barcelona | Tel. 93 480 32 02 | mail: ventas@enovis.com

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO, LLC ni ninguna de sus subsidiarias brinda asesoramiento médico. El contenido de este documento no constituye un consejo profesional médico, legal o de cualquier otro tipo. Más bien, consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los cursos de tratamiento, si corresponde, que puedan ser apropiados para usted.

MKT-000-0011251-1-ES - Rev C

Copyright © 2023 DJO, LLC, una subsidiaria de Enovis Corporation